

## FERULA DORSAL NOCHE



Esta órtesis ambidiestra está diseñada para el tratamiento de la fascitis plantar, tendinitis del Tendón de Aquiles y la contractura de la flexión plantar. Es muy fácil de usar y gracias a su forro de espuma suave reduce la presión sobre el empeine y proporciona una experiencia cómoda para dormir toda la noche y despertar aliviado y repuesto

### ESPECIFICACIONES

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>Marca:</b>                | I-M                 |
| <b>Modelo:</b>               | FERULA DORSAL NOCHE |
| <b>Unidades por empaque:</b> | 1                   |

### Características

Carcasa y correas para mantener el pie en su lugar correcto.  
Proporciona dorsiflexión personalizada y nivel de flexión plantar del pie (15°)  
Envoltura elástica para mejorar el soporte ajustable y el ajuste personalizado.  
Liviano y fácil de poner.  
Superficie interior extra suave para mayor comodidad  
Ayuda aliviar el dolor del talón y fascitis plantar.  
Universal para ambos pies.  
Puntos de silicona para antideslizamiento.

### Modo de uso (para ambos pies)

1. Suelte los velcros
2. Apoye la parte larga de la órtesis en la canilla
3. Asegure el velcro de la banda que pasa por debajo del pie.
4. Asegure los velcros de las bandas que pasan por detrás de la pantorrilla.
5. Ajuste los velcros (cortos) sobre el empeine para regular el ángulo deseado del pie.

### Materiales de composición

|               |             |
|---------------|-------------|
| 85% nylon,    | 1% neopreno |
| 10% poliéster | 1% caucho   |
| 7% espuma     | 1% expandex |
| 4% acero      | 1% silicona |

### Tallas

Según medida del ancho (parte más ancha) del pie.

|        |              |
|--------|--------------|
| S / M  | 70 a 100 mm  |
| L / XL | 100 a 120 mm |

**Instrucciones de lavado**

Lavar a mano

No planchar

No secar en secadora

No exponer directamente al sol por tiempo prolongado

**Certificaciones**

CE, FDA, ISO9001

**Procedencia**

Taiwán.

**Garantía:**

6 meses