

## PASTA PARA ESTOMAS



Las pasta para estomas de Welland está diseñado para extenderse sobre piel irregular para proporcionar una superficie uniforme para la aplicación de una bolsa de ostomía. Se suministra en tubo exprimible de 100 g.

Protege la piel y reduce el riesgo de filtraciones del aparato de ostomía al ayudar a llenar los huecos y espacios alrededor del estoma.

Para uso únicamente en piel intacta.

Videos: [https://www.youtube.com/watch?v=Z-S8IT0yKQ4&list=PLi6YwtG\\_aF3j\\_WgljvluSe\\_3sR-3ljQPU](https://www.youtube.com/watch?v=Z-S8IT0yKQ4&list=PLi6YwtG_aF3j_WgljvluSe_3sR-3ljQPU)

### ESPECIFICACIONES

**Marca:** WELLAND MEDICAL  
**Modelo:** PASTA PARA ESTOMAS  
**Unidades por empaque:** 1



[www.wellandmedical.com](http://www.wellandmedical.com)

### Descripción

- Se suministra en tubo exprimible de 100 g.
- Se usa para rellenar las hendiduras de la piel, emparejar grietas y generar una base ideal para una aplicación de la bolsa en forma segura.
- No irrita la piel porque no contiene alcohol.
- Es hipo alérgico lo que la hace aplicable a casi todo tipo de piel.
- Es fácil de aplicar desde su envase suave.
- La pasta se mantiene moldeable durante su aplicación dando mayor flexibilidad.
- Se mantiene útil por largos periodos de tiempo

### Componentes

- Polvo adhesivo: Goma Karaya
- Polvo absorbente: Goma guar
- Adhesivo líquido: Poliisopreno
- Polvo absorbente: Psilio
- Agente de flujo: Sílice
- Polvo absorbente: Pectina
- Adhesivo líquido: Polibuteno

### Certificaciones

CE, ISO 13485\_2003

### Garantía

12 meses

### Procedencia

Inglaterra