

## SET PLACA CONVEXA Y BOLSA AURUM 2 DE 45 MM



Welland Medical trae al mercado los mejores y más innovadores productos que mejoran la vida de las personas que viven con un estoma en todo el mundo. Las placas convexas **con hidrocoloide con miel de manuka en grado médico** ayudan a la cicatrización y mejora la piel al ser bactericidas. Ideal para aquellos con estomas mal ubicados, hundidos o retraídos. La placa convexa está reforzada con fusión en caliente de EVA e incorpora trabillas para permitir al usuario la seguridad adicional de un cinturón.



Videos:

- <https://www.youtube.com/watch?v=xMBSsez1avw>
- [https://www.youtube.com/watch?v=WVYyVSE\\_foM&list=PL9BGk2I6Nn90hMn5VvFH\\_b4NczDZJzfwk&index=8](https://www.youtube.com/watch?v=WVYyVSE_foM&list=PL9BGk2I6Nn90hMn5VvFH_b4NczDZJzfwk&index=8)
- [\(346\) 2. The history of Manuka Honey - YouTube](#)

### ESPECIFICACIONES

<b>Marca:</b>	WELLAND MEDICAL
<b>Modelo:</b>	PLACA AURUM 2 CONVEXA ARO 70 MM Y ARO 45 MM
<b>Unidades por empaque:</b>	5

#### Indicado para:

- Estomas retraídos
- Estomas ligeramente hundidos, inclinados o hundidos
- Aumento/pérdida de peso postoperatorio
- Abdomen flácido

#### Placa Convexa con aro de 45 mm y opción de corte de 13-25 mm

La placa con **miel de manuka en grado médico** en forma de cúpula es suave y flexible lo que garantiza un ajuste seguro con el borde del estoma y sin forzar demasiado el tejido externo.

Es fácil de usar gracias a la flexibilidad de la placa que permite al usuario doblarla durante la aplicación para garantizar un posicionamiento preciso de la bolsa.

La superficie de la placa es lisa y sin bordes duros o rígidos que pueden potencialmente dañar el estoma como lo hacen otros productos tradicionales convexas.

#### Hidrocoloide Hyperflex® con miel de Manuka

- Hidrocoloide con tecnología Hyperflex® ha sido probado para ser amigable con todo tipo de piel, incluso en aquellos casos de piel dañada.
- La inclusión de miel de Manuka en el hidrocoloide Hyperflex® puede promover una piel sana alrededor de la estoma
- El hidrocoloide Hyperflex® solo usa ingredientes naturales y no contiene adhesivos químicos. Los 4 ingredientes que se utilizan son:
  - Polvo de celulosa
  - Poli-isobutileno
  - Pectina



- Gelatina
- Las placas traen un hidrocoloide de alta calidad que son recortables a medida entre 13 y 80 mm.
- Todos los componentes son libres de látex.

## Guía de corte


La guía de corte versátil asegura un encaje perfecto con estomas de diferentes tamaños para así reducir la irritación y posibles filtraciones.

## Cubierta súper suave

- La cubierta súper suave brinda comodidad excepcional incluso por periodos de uso extendidos.
- El material de la cubierta evita la acumulación de transpiración y es la mejor alternativa para ducharse y bañarse en la piscina.
- El visor de estoma retráctil de las bolsas de con cubierta por ambos lados permite un monitoreo fácil del estoma y evacuaciones.

## Drenaje integral fácil de vaciar y limpiar

- El diseño ergonómico del drenaje permite reducir el tiempo de vacío y limpieza de la bolsa.
- Un cierre firme y cómodo entrega seguridad y evita filtraciones.
- El cierre no requiere pinzas gracias a su sistema de cierre con velcro.



## Filtro mejorado

El filtro de Welland Dual-Carb®2 es cortado por láser para una precisión óptima y asegurar un manejo mejorado de olores y gases, previniendo el inflado de la bolsa



## Fácil monitoreo del estoma a través del visor retráctil

- Con el visor retráctil de la estoma se puede monitorear rápidamente las evacuaciones y el estado del estoma.

## Mayor seguridad junto con una mayor flexibilidad que ofrece el innovador sistema de doble seguridad

Innovador sistema de dos piezas de Welland permite a la bolsa ser conectado a la placa base con una presión mínima

Para mayor confianza la bolsa se une a través de un borde flexible y anillo adhesivo, y aun así mantiene una bolsa de perfil extremadamente bajo

El desprendimiento de la bolsa es fácil a través de la adición de una lengüeta de liberación bolsa de fácil agarre.

## Reducción del inflado y olores para los usuarios de bolsas cerradas y drenables

Todos los tipos de olor son eliminados con eficacia y de modo tranquilizador a través de la tecnología de filtro Dual-Carb® de Welland.

El inflado de la bolsa es reducido debido a la utilización de lo último en tecnología láser que garantiza un corte limpio del filtro, permitiendo que el gas se disperse gradualmente.

Las fugas en el filtro se eliminan a través del sistema de protección de filtro avanzado combinado con el filtro de corte láser Dual-Carb®



## **Miel de Manuka**

Una de las nuevas características clave de la gama Aurum® es la introducción en grado médico miel de Manuka en nuestro hidrocoloide Hyperflex® que es muy gentil con la piel.

La inclusión de la miel de Manuka en nuestro hidrocoloide Hyperflex® puede ayudar a promover la piel sana que rodea el estoma.

La miel de Manuka es pura y natural, hecha sólo a partir del néctar de la flor de Manuka de Nueva Zelandia. La miel ha sido conocida por sus muchas propiedades terapéuticas y es uno de los remedios más antiguos conocidos, utilizado durante miles de años y que se sigue utilizando hoy en día.

La investigación histórica ha demostrado que este tipo de activo miel de Manuka tiene características que matan las bacterias, suprime la inflamación y estimula el crecimiento de células que puede ayudar al proceso de curación.



## **Certificaciones**

CE, ISO 13485\_2003

## **Garantía**

12 meses

## **Procedencia**

Inglaterra