

## BOLSA DE COLOSTOMIA WELLAND AURUM CONVEXA 2 PIEZAS



Welland Medical trae al mercado los mejores y más innovadores productos que mejoran la vida de las personas que viven con un estoma en todo el mundo. Esta bolsa para colostomias e ileostomias de 2 piezas con hidrocoloide con miel de manuka en grado médico, ayuda a la cicatrización y mejora la piel al ser bactericida. Ideal para aquellos con estomas mal ubicados, hundidos o retraídos. Su doble filtro de carbón asegura un manejo ideal de gases. Su cubierta retráctil permite monitorear el estoma.

Videos:

- <https://www.youtube.com/watch?v=xMBSsez1avw>
- [https://www.youtube.com/watch?v=WVYyVSE\\_foM&list=PL9BGk2I6Nn90hMn5VvFH\\_b4NczDZJzfwk&index=8](https://www.youtube.com/watch?v=WVYyVSE_foM&list=PL9BGk2I6Nn90hMn5VvFH_b4NczDZJzfwk&index=8)
- [\(346\) 2. The history of Manuka Honey - YouTube](#)

### ESPECIFICACIONES

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| <b>Marca:</b>                | WELLAND MEDICAL          |
| <b>Modelo:</b>               | AURUM 2 PIEZAS ARO 70 MM |
| <b>Unidades por empaque:</b> | 10                       |




[www.wellandmedical.com](http://www.wellandmedical.com)

### **Cubierta súper suave**

- La cubierta súper suave brinda comodidad excepcional incluso por periodos de uso extendidos.
- El material de la cubierta evita la acumulación de transpiración y es la mejor alternativa para ducharse y bañarse en la piscina.
- El visor de estoma retráctil de las bolsas de con cubierta por ambos lados permite un monitoreo fácil del estoma y evacuaciones.

### **Drenaje integral fácil de vaciar y limpiar**

- El diseño ergonómico del drenaje permite reducir el tiempo de vacío y limpieza de la bolsa.
- Un cierre firme y cómodo entrega seguridad y evita filtraciones.
- El cierre no requiere pinzas gracias a su sistema de cierre con velcro.



### **Filtro mejorado**

El filtro de Welland Dual-Carb®2 es cortado por láser para una precisión óptima y asegurar un manejo mejorado de olores y gases, previniendo el inflado de la bolsa

### **Fácil monitoreo del estoma a través del visor retráctil**

- Con el visor retráctil de la estoma se puede monitorear rápidamente las evacuaciones y el estado del estoma.



## Mayor seguridad junto con una mayor flexibilidad que ofrece el innovador sistema de doble seguridad

Innovador sistema de dos piezas de Welland permite a la bolsa ser conectado a la placa base con una presión mínima

Para mayor confianza la bolsa se une a través de un borde flexible y anillo adhesivo, y aun así mantiene una bolsa de perfil extremadamente bajo

El desprendimiento de la bolsa es fácil a través de la adición de una lengüeta de liberación bolsa de fácil agarre.

## Reducción del inflado y olores para los usuarios de bolsas cerradas y drenables

Todos los tipos de olor son eliminados con eficacia y de modo tranquilizador a través de la tecnología de filtro Dual-Carb® de Welland.

El inflado de la bolsa es reducido debido a la utilización de lo último en tecnología láser que garantiza un corte limpio del filtro, permitiendo que el gas se disperse gradualmente.

Las fugas en el filtro se eliminan a través del sistema de protección de filtro avanzado combinado con el filtro de corte láser Dual-Carb®

## Guía de corte de la placa (placa se adquiere por separado)

La guía de corte versátil asegura un encaje perfecto con estomas de diferentes tamaños para así reducir la irritación y posibles filtraciones.



### Miel de Manuka

Una de las nuevas características clave de la gama Aurum® es la introducción en grado médico miel de Manuka en nuestro hidrocólido Hyperflex® que es muy gentil con la piel.

La inclusión de la miel de Manuka en nuestro hidrocólido Hyperflex® puede ayudar a promover la piel sana que rodea el estoma.

La miel de Manuka es pura y natural, hecha sólo a partir del néctar de la flor de Manuka de Nueva Zelanda. La miel ha sido conocida por sus muchas propiedades terapéuticas y es uno de los remedios más antiguos conocidos, utilizado durante miles de años y que se sigue utilizando hoy en día.

La investigación histórica ha demostrado que este tipo de activo miel de Manuka tiene características que matan las bacterias, suprime la inflamación y estimula el crecimiento de células que puede ayudar al proceso de curación.

### Certificaciones

CE, ISO 13485\_2003

**Garantía:** 6 meses

**Procedencia:** Inglaterra

