

Te Acompañamos

# FERULA MOLDEABLE EN ROLLO (TIPO SAM)



Férula para la inmovilización de extremidades especialmente necesaria para primeros auxilios o situaciones de emergencia, tales como fracturas, esguinces u otras lesiones similares. Está diseñada para proporcionar soporte y estabilización, disminuyendo el dolor y el riesgo de mayor daño a la extremidad lesionada

# **ESPECIFICACIONES**

Marca: NEW LEADER

Modelo: único Unidades por empaque: 1

#### Características

Resistente al agua

Reutilizable

Material de espuma de celda cerrada es fácil de limpiar y desinfectar

Liviana, compacta y fácil de llevar

Radiotransparente

Libre de latex

#### Modo de uso

Amolde la férula a la zona lesionada para inmovilizarla. Fije la férula a la extremidad con tape o venda cohesiva



# <u>Dimensiones</u> Ancho: 11 cm

Largo: 91,4 cm (36 pulgadas)





## Certificaciones

CE, FDA, ISO9001

### Procedencia

China

## Garantía:

12 meses